




corTTape[®] Link

Fil de suture non-résorbable
pour la réinsertion ligamentaire
et tendineuse du genou

Fil de suture non-résorbable
pour la réinsertion ligamentaire
et tendineuse du genou

INDICATIONS

- Réparation ou renforcement ligamentaire
- Rapprochement et/ou ligature des tissus mous



PRODUITS

Corttape link se présente sous la forme d'un fil de suture serti d'aiguilles en acier inoxydable.

- Fil : $\varnothing = 0,7$ mm (USP $\frac{3}{4}$), L = 90cm
- Matière : 87,5% Polyéthylène (PE, fil blanc) / 12,5% Polypropylène (PP, fil bleu)
- Aiguille Ronde : $\frac{1}{2}$ longueur 25 mm
- Aiguille Triangulaire : $\frac{1}{2}$ longueur 40 mm

Corttape link est stérilisé à l'oxyde d'éthylène. Usage unique.
Ne pas re-stériliser.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la notice d'utilisation.

Corttape link est un implant de la gamme CORTTAPE®

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
267 790	Fil de suture Corttape link



Date de création document : mai 2015 - **Fabricant :** Teknimed - **Gamme :** Ligamentoplastie - **Nom du produit :** Corttape link - **Destinataire :** professionnel de santé - **N° du marquage CE :** 0499 SNCH - **Classe du DM :** IIb - Remboursable par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site ameli.fr - **Indications :** réparation / renforcement ligamentaire, rapprochement et/ou ligature des tissus mous, réinsertions tubérositaires - **Recommandations d'utilisation :** il est fortement conseillé de lire l'étiquette et la notice d'instructions du produit