



Note technique

# Broche TELEGRAPH Guide Clou Ø2,5 - Lg 750 mm

Broche destinée à guider l'ensemble  
des instruments canulés de l'ancillaire  
**TELEGRAPH EVOLUTION**  
(alésoirs, trocar, vis de connexion, arceau et clous)

Référence	<b>271 326</b>
Description EN	<b>TELEGRAPH guide pin D2,5 L750 MM</b>
Description FR	<b>TELEGRAPH guide clou D2,5 L750 mm</b>
Stérile/non stérile	<b>Non stérile</b>
Emballage	<b>Simple emballage</b>
Longueur	<b>750 mm</b>
Diamètre	<b>2,5 mm</b>
Extrémités	<b>Bouts mousses</b>
Matériau	<b>Inox</b>

## TELEGRAPH EVOLUTION®

GRUPE  
**FH ORTHO**  
www.fhortho.com