

## FICHE TECHNIQUE

### GAMME DE VISEURS



**KIT** réf. 270 889

TLS LCA  
viseur  
OUT/IN fémur  
pointe à pointe



**KIT** réf. 269 986

TLS LCA  
viseur  
OUT/IN fémur  
offset 6 mm

NOUVELLE VERSION



**Visieur AL**  
réf. 271 076

TLS LCA  
viseur  
OUT/IN fémur  
pointe à pointe

EN COURS D'ARRÊT



**KIT** réf. 269 985

TLS LCA  
viseur  
OUT/IN fémur AL  
pointe à pointe



FÉMUR



**KIT** réf. 269 982

TLS LCA  
viseur OUT/IN  
tibia-fémur  
pointe à pointe

**KIT** réf. 269 983

TLS LCA  
viseur OUT/IN  
tibia  
point à angle  
fémur  
pointe à pointe

**KIT** réf. 269 984

TLS LCP  
viseur OUT/IN  
tibia-fémur  
pointe à pointe

**Visieur monobloc**

réf. 255 926 (canon)  
réf. 255 928 (viseur)

Tibia (portail AM)  
Fémur (portail AL)  
PEA

TIBIA



**KIT** réf. 270 888


TLS LCA  
viseur  
OUT/IN tibia  
pointe à pointe



**KIT** réf. 270 890

TLS LCA  
viseur  
OUT/IN tibia  
pointe à angle

# AVANT 2012



Réf. 255 698

Poignée



Réf. 255 693

Canon

FÉMUR

TIBIA




Réf. 255 694

Crochet LCA fémoral



Réf. 255 696

Crochet LCP fémoral



Réf. 255 699

Guide double tunnel



Réf. 255 695

Crochet LCA tibial



Réf. 255 697

Crochet LCP tibial

## COMPOSITION DES KITS VISEURS

| RÉFÉRENCE KIT                                                                                         | RÉFÉRENCE COMPOSANT | DÉSIGNATION                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| <b>269 982</b><br>TLS kit viseurs LCA OUT/IN tibia fémur pointe à pointe (type TLS V6)                | <b>264 930</b>      | Poignée                              |
|                                                                                                       | <b>264 927</b>      | Crochet LCA tibial pointe à pointe   |
|                                                                                                       | <b>265 072</b>      | Crochet LCA fémoral pointe à pointe  |
| <b>269 983</b><br>TLS kit viseurs LCA OUT/IN tibia pointe à angle fémur pointe à pointe (type TLS V8) | <b>264 930</b>      | Poignée                              |
|                                                                                                       | <b>264 940</b>      | TLS coulisse & crochet LCA tibial    |
|                                                                                                       | <b>265 072</b>      | Crochet LCA fémoral pointe à pointe  |
| <b>269 984</b><br>TLS kit viseurs LCP OUT/IN tibia fémur pointe à pointe                              | <b>264 930</b>      | Poignée                              |
|                                                                                                       | <b>264 929</b>      | Crochet LCP fémoral                  |
|                                                                                                       | <b>264 928</b>      | Crochet LCP tibial                   |
| <b>269 985</b><br>TLS viseur LCA OUT/IN fémur AL pointe à pointe                                      | <b>264 930</b>      | Poignée                              |
|                                                                                                       | <b>264 939</b>      | Canon de visée                       |
|                                                                                                       | <b>268 149</b>      | Crochet fémur AL LCA pointe à pointe |
| <b>269 986</b><br>TLS viseur LCA OUT/IN fémur offset 6                                                | <b>264 930</b>      | Poignée                              |
|                                                                                                       | <b>264 939</b>      | Canon de visée                       |
|                                                                                                       | <b>264 936</b>      | Crochet LCA fémoral offset 6         |
| <b>270 888</b><br>TLS viseur LCA OUT/IN tibia pointe à pointe                                         | <b>264 930</b>      | Poignée                              |
|                                                                                                       | <b>264 939</b>      | Canon de visée                       |
|                                                                                                       | <b>264 927</b>      | Crochet LCA TIBIA pointe à pointe    |
| <b>270 889</b><br>TLS viseur LCA OUT/IN fémur pointe à pointe                                         | <b>264 930</b>      | Poignée                              |
|                                                                                                       | <b>264 939</b>      | Canon de visée                       |
|                                                                                                       | <b>265 072</b>      | Crochet LCA fémoral pointe à pointe  |
| <b>270 890</b><br>TLS viseur LCA OUT/IN tibia pointe à angle                                          | <b>264 930</b>      | Poignée                              |
|                                                                                                       | <b>264 939</b>      | Canon de visée                       |
|                                                                                                       | <b>264 940</b>      | Crochet LCA tibial pointe à angle    |



DISTRIBUTEURS  
DISTRIBUTORS



FABRICANT  
MANUFACTURER

GROUPE  
**FH ORTHO**

**FR, FH ORTHO SAS**  
3 rue de la Forêt - Zone Industrielle  
BP 50009  
68990 Heimsbrunn CEDEX - FRANCE  
Tél. : +33 (0)3 89 81 90 92  
Fax : +33 (0)3 89 81 80 11  
info@fhortho.com  
www.fhortho.com

**USA, FH ORTHOPEDICS INC.**  
OrthoEx  
7327 E Tierra Buena Lane  
Scottsdale, Arizona 85260 - USA  
Phone: +1 (412) 965-0950  
customerservice@fhortho-us.com  
www.fhortho.com

**PL, FH ORTHO POLSKA**  
Ul. Garbary 95/A6,  
61-757 Poznań - POLSKA  
Phone: +48 61 863 81 27  
Fax: +48 61 863 81 28  
biuro@implants24.pl  
www.fhortho.com

**FR, FH INDUSTRIE**  
6 rue Nobel, Z.I. de Kernevez  
29000 QUIMPER - FRANCE  
Tél. : +33 (0)2 98 55 68 95  
Fax : +33 (0)2 98 53 42 13  
contact-fhi@fhortho.com  
www.fhortho.com