



AGRAFES POUR CHIRURGIE DU PIED

MATÉRIAU

- 2 versions disponibles :
 - Acier inoxydable selon la norme ISO5832-1
 - Alliage de titane Ti6Al4V selon la norme ISO5832-3

INDICATIONS

- Ostéosynthèse après fractures osseuses
- Stabilisation de fragments osseux
- Arthrodèse des articulations de l'avant pied
- Correction des déformations (par ex. ostéotomies)

CARACTÉRISTIQUES

- Deux tailles de profil :
 - Agrafes à angle droit 90°
 - Agrafes obliques 26°
- Diamètre 1 mm
- Insertion plus facile des clips grâce à la pointe de trocart à deux côtés

RÉFÉRENCES

Agrafes à angle droit 90°



Largeur	Hauteur	Angle	Diamètre	Référence acier inoxydable	Référence alliage de titane
8 mm	10 mm	90°	1,0 mm	271 996	272 000
10 mm	10 mm	90°	1,0 mm	271 997	272 001

Agrafes obliques 26°



Largeur	Hauteur	Angle	Diamètre	Référence acier inoxydable	Référence alliage de titane
8 mm	10 mm	26°	1,0 mm	271 994	271 998
10 mm	10 mm	26°	1,0 mm	271 995	271 999

Date de création document : octobre 2022 - **Fabricant :** Intercus GmbH - **Gamme :** Pied - **Nom du produit :** Agrafes - **Destinataire :** professionnel de santé - **N° du marquage CE :** 0197 - **Classe du DM :** IIb - DM pris en charge dans le cadre d'un GHS - **Indications :** Ostéosynthèse après fractures osseuses, stabilisation de fragments osseux, arthrodèse des articulations de l'avant pied, correction des déformations (par ex. ostéotomies) - **Recommandations d'utilisation :** il est fortement conseillé de lire l'étiquette et la notice d'instructions du produit



DISTRIBUTEURS
DISTRIBUTORS

GRUPE
FH ORTHO

FR, FH ORTHO SAS
3 rue de la Forêt - Zone Industrielle
BP 50009
68990 Heimsbrunn CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92
Fax : +33 (0)3 89 81 80 11
info@fthortho.com
www.fthortho.com

USA, FH ORTHOPEDICS INC.
OrthoEx
7327 E Tierra Buena Lane
Scottsdale, Arizona 85260 - USA
Phone: +1 (412) 965-0950
customerservice@fthortho-us.com
www.fthortho.com

PL, FH ORTHO POLSKA
Ul. Garbary 95/A6,
61-757 Poznań - POLSKA
Phone: +48 61 863 81 27
Fax: +48 61 863 81 28
biuro@implants24.pl
www.fthortho.com