



VIS SÉCABLES TWISTER-I

MATÉRIAU

- Alliage de titane Ti6Al4V ISO 5832-3

INDICATIONS

- Ostéotomies de Weil
- Fixation de petits fragments osseux
- Ostéotomies et fractures de petits os

CARACTÉRISTIQUES

- Point de rupture avec couple prédéfini
- Insertion de vis possible à l'aide d'un tournevis
- Adaptation anatomique grâce à la tête de vis plate
- Pointe de trocart autoperceuse et autotaraudeuse
- Trois évidements sur la tête de vis et sur la tige assurent le maintien du tournevis

DIMENSIONS

- Diamètre vis : 2 mm
- Diamètre tête : 4 mm
- Diamètre mèche : 1,1 mm
- Diamètre âme vis : 1,30 mm
- Longueur extension : 11,9 mm

RÉFÉRENCES

	Référence	Désignation
IMPLANTS	5750 321111	TWISTER-I VIS TITANE D2 L11 AUTO PERFORANTE
	5750 321112	TWISTER-I VIS TITANE D2 L12 AUTO PERFORANTE
	5750 321113	TWISTER-I VIS TITANE D2 L13 AUTO PERFORANTE
	5750 321114	TWISTER-I VIS TITANE D2 L14 AUTO PERFORANTE

	Référence	Désignation
INSTRUMENTS	750 102008	TOURNEVIS CANULE POUR VIS TWISTER-I
	750 111107	MECHE SPIRALEE D1,1 L60



DISTRIBUTEUR
DISTRIBUTOR

GROUPE
FH ORTHO

FR, FH ORTHO SAS
3 rue de la Forêt - Zone Industrielle
BP 50009
68990 Heimsbrunn CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92
Fax : +33 (0)3 89 81 80 11
info@fhortho.com
www.fhortho.com

Date de création document : novembre 2024 - **Fabricant :** Intercus GmbH - **Gamme :** Pied
- **Nom du produit :** Vis sécables Twister I - **Destinataire :** professionnel de santé - **N° du marquage CE :** 0197 - **Classe du DM :** IIb - DM pris en charge dans le cadre d'un GHS - **Indications :** Ostéotomies de Weil, Fixation de petits fragments osseux, Ostéotomies et fractures de petits os - **Recommandations d'utilisation :** il est fortement conseillé de lire l'étiquette et la notice d'instructions du produit